

Vor dem Start:

DIWIMA Wildmarke-App öffnen, registrieren und vor der Erfassung das zuständige Veterinäramt sowie das richtige Revier auswählen.

1.



Wildmarke erfassen

Tippen Sie in der Wildmarke-App auf das +-Symbol. Wählen Sie "Wildmarke scannen" und scannen Sie den Code auf der Wildmarke.



Das Formular "Wild erfassen" ist geöffnet.

2.



Wildstückdaten eintragen

Wählen Sie mindestens Wildart, Geschlecht und Altersklasse. Ergänzen Sie Erleger, Revier und Erlegeort und prüfen Sie die Angaben.



Alle Pflichtfelder sind vollständig ausgefüllt.

3.



Probe hinzufügen

Scrollen Sie im Formular zum Bereich "Proben" und tippen Sie auf "Neue Probe scannen".




Die Kamera zum Scannen der Probe öffnet sich.



iOS



Android



4.



Probenröhrchen scannen

Scannen Sie den Barcode auf dem Probenröhrchen. Wählen Sie als Probentyp "Schweißprobe ASP" und tippen Sie auf "Sichern".



Die Probe ist dem richtigen Wildstück zugeordnet.

5.



Daten übermitteln

Speichern Sie das Wildstück und starten Sie die digitale Übermittlung an das zuständige Veterinäramt.



Der Antrag erscheint in der Wildstrecke als übermittelt.

6.



Status und Ergebnis prüfen

Prüfen Sie die farbliche Markierung in der Wildstrecke. Nach Abschluss der Untersuchung erhalten Sie das Untersuchungsergebnis per E-Mail und in der App.



Das Untersuchungsergebnis steht nach Abschluss in der App zur Verfügung.

Status in der Wildstrecke



ROT

Handlungsbedarf – Wildstück öffnen und Hinweise beachten.



GELB

Antrag übermittelt - Ergebnis steht noch aus.



WEISS

Untersuchung abgeschlossen & Ergebnis ist vorhanden.

...weitere Info's unter <https://help.diwima.de>